



MASSAGEBADKAR RELOUNGE 150 BRONZE VÄNSTER

Art nr: 0100

Modern design med raka linjer. Relounge är ett rymligt massagebadkar med bra kroppsstöd för maximal avslappning på liten yta. Massagebadkaret Relounge finns i måtten 1500mm samt 1600mm. Noro massagebadkar är svensktillverkade och utrustade med Noro Soundless System som ger ett tystare ljud. 5 års garanti på sanitetsakryl

BRONZE

Uppvärmrt luftsystm ger varma luftbubblor från botten
Helsvetsat stativ med ställbara fötter
Front ingår (alla massagebadkar), gavel ingår i Relounge massagebadkar
NORO Lagoon sargblandare ingår, förborrade blandarhål.

SILVER

6 st sidojets
6 st ryggjets
Helsvetsat stativ med ställbara fötter
Front ingår (alla massagebadkar), gavel ingår i Relounge massagebadkar
NORO Lagoon sargblandare ingår, förborrade blandarhål.

GOLD

6 st sidojets
6 st ryggjets
2 st fotjets
Terapibelysning
Vattenvärmare
Helsvetsat stativ med ställbara fötter
Front ingår (alla massagebadkar), gavel ingår i Relounge massagebadkar



Detaljerad information

Artikelkoder

NOBB	51737662
RSK	7307599
EAN	7340032401004

Standarder och klassificeringar

ETIM	EC011610
------	----------

Produktmått och -vikt

Baddjup (mm)	495
Kardjup (mm)	495
Höjd (mm)	630
Längd (mm)	1500
Bredd (mm)	700
Nettovikt (kg)	72
Vattenvolym (l)	250

Material och ytbehandling

Färg	Vit
Ytfinish	Blank
Huvudsakligt material	Akryl
Ytbehandling	Blankpolerad

Urustning

Massagesystem	Bronze
Kompressor	Ja
Antal luftjets	8
Bottenventil	Ja
Avloppsrör	Ja

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	1,700
Förp. bredd (m)	0,800

Skötselråd

Rengör karet efter varje bad för bästa hållbarhet. Torka med en mjuk trasa bort vattendroppar för att undvika kalkbeläggningar. Om akrylytan skulle skadas eller repas finns Clean & Shine Bathroom som rengör och eliminerar mindre märken samt repor. Vid djupare repor/skador polera med Clean & Shine Polermedel. Håll bakterier borta och rörsystemet rent med hjälp av våra rengörings- och desinfektionsprodukter från Spacare

[Läs mer på noro.se](https://www.noro.se)